



Magnetfeldtherapiesystem

200 F komplett mit Steuergerät 200 F (Folientastatur) mit 15 Programmen für unterschiedliche Problembereiche, 16-Spulen-Therapiematte, Bezug aus original SKAI®-Kunstleder 180 x 65 x 2 cm, Spezial-Steckernetzteil 12 Volt



Magnetfeldtherapiesystem

200 T komplett mit Steuergerät 200 T (Taster) mit 15 Programmen für unterschiedliche Problembereiche, 12-Spulen-Therapiematte, Bezug aus original SKAI®-Kunstleder 180 x 65 x 2 cm, Spezial-Steckernetzteil 12 Volt

Programme - channels

- 01 Reizschwelle / sensibel - information / sensitive
- 02 Schlafen / Entspannung - sleep / relax
- 03 Blutdruck - blood pressure
- 04 Frau (Regel) - woman (period)
- 05 Mann (Prostata) - man (prostate)
- 06 Schmerz (Kopf) - pain (head)
- 07 Stoffwechsel - metabolism
- 08 Haut - skin
- 09 Durchblutung - perfusion
- 10 Magen / Darm - stomach / intestine
- 11 Atmung - respiration
- 12 Muskulaturspannung - muscle / joints
- 13 Knochen / Gelenke - bones / joints
- 14 Reifeblutigkeit - lock of lips / lips
- 15 Vitale Immunsystem - vitality / immune system




15 Programme für 15 unterschiedliche Problemfelder.
Hinter diesen Einstellmöglichkeiten finden Sie gebündelt die Erkenntnisse aus den letzten 30 Jahren Magnetfeldtherapie.
Einfach zu bedienen - effektiv im Ergebnis!



Therapiemanschette

zur zusätzlichen Lokalthherapie bei Schmerzen im Knie, im Arm, in der Hüfte, in der Hand, im Fuß oder an sonstigen punktuell auftretenden Schmerzstellen. Die Therapiemanschette wird bei Bedarf auf die zu behandelnde Stelle aufgelegt, um das zu therapierende Gelenk gelegt und mit den Klettstreifen fixiert. Bei Problemen in der Hand oder im Fuß wird die Hand oder der Fuß in die Manschette gelegt oder gestellt. Die Therapiemanschette hat zwei Intensivspulen, die direkt am Schmerzpunkt platziert werden können. Sie kann parallel zur Therapiematte oder separat betrieben werden.



Therapiekissen

zur zusätzlichen Lokalthherapie bei Schmerzen in der Hals- oder Lendenwirbelsäule, in den Händen, den Füßen oder den Beinen. Das Therapiekissen wird auf die zu therapierende Stelle gelegt und separat oder parallel mit der Therapiematte betrieben. Im Therapiekissen befinden sich vier Intensivspulen.



Rückenapplikator

Der Rückenapplikator wird speziell zur Therapie von Rückenproblemen verwendet. Er kann wie ein Rucksack angelegt und auf die jeweilige Größe eingestellt werden. Selbstverständlich kann man sich zur Therapie einfach auf den Rückenapplikator legen. Dieser Applikator verfügt über einen Reißverschluss und eine Öse, so dass man das Inlay z. B. zum Waschen des Überzugs entnehmen kann. Der Rückenapplikator verfügt über neun Spulen. Er wird in der Regel separat, also ohne Therapiematte, betrieben.



Ohrapplikator

Der Ohrapplikator wird vorwiegend zur Therapie von Problemen im Ohr, wie z. B. im Falle von Tinnitus verwendet. Es handelt sich hierbei um einen Kopfhörer mit hohem Tragekomfort, der zwei Intensivspulen beinhaltet. Der Ohrapplikator kann separat oder parallel zur Therapiematte betrieben werden.



Baumwollmatte

Alternativ zu den oben beschriebenen Kunstlederbetten gibt es sowohl die Baumwollmatte, die über einen doppelten Baumwollüberzug (zum Waschen) und eine Größe von 190 x 90 x 2 cm verfügt. Sie wird normalerweise direkt unter dem Leintuch platziert, so dass man am Abend, wenn man zu Bett geht, einfach die Therapie starten kann - das Gerät stellt dann nach der eingestellten Zeit ab und Sie können bequem die Nacht auf der Therapiematte verbringen. Wir verwenden auch für diese Therapiematte, wie für alle anderen Applikatoren, in denen wir Schaumstoff verwenden, einen sehr hochwertigen Schaumstoff aus deutscher Produktion, welcher den Schlafkomfort optimiert. Die Baumwollmatte liefern wir mit 12 oder 16 Spulen.



Sportmatte

Die Sportmatte wird, wie der Rückenapplikator und unsere Tiersysteme, aus einem sehr hochwertigen, wasserabweisenden, strapazierfähigen Material ganz ohne Schaumstoff, jedoch mit Reißverschluss und Öse, gefertigt, so dass der Überzug bei Bedarf gewaschen werden kann. Diese Therapiematte wird vorwiegend von Sportlern, die viel auf Wettkämpfen sind und von Menschen genutzt, die viel auf Reisen sind, da sie deutlich kleiner zusammengelegt werden kann, als die normale Therapiematte. Wir liefern diese Matte, wie die Kunstleder- und Baumwollmatte, mit 12 oder 16 Spulen.